

Masque chirurgical type IIR

Réf : WIP'MASQ 2R



Description

- Masque à usage médical 3 plis de type IIR
- Modèle: 3 plis (Complexage: Spunbond - Meltblown - Spunbond) à usage unique avec fixation par sangles élastiques sans latex
- Dimensions: 17,5*9,5cm

Caractéristiques techniques et normatives

- EFB (Efficacité de Filtration Bactérienne) > 98% de particules > 3 μ
- Conforme à la norme NF EN14683 +AC : 2019
- Dispositif Médical de classe I
- Répond aux exigences de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

Conditionnement

- Carton de 40 boîtes distributrices de 50 masques
- Palette de 20 cartons

Précaution d'emploi et stockage

- Durée d'utilisation maximale : 4 heures
- Stocker entre 10 et 30°C, à l'abri de la lumière, de l'ozone et de l'humidité.
- Date de péremption : 2 ans
- Ne pas réutiliser.
- Placer les élastiques auriculaires, ajuster le masque pour s'assurer que la totalité de la bouche et du nez soient couverts (tirer sur le menton), puis ajuster au niveau du nez afin d'adapter la forme à votre morphologie (un bon ajustement permettra d'améliorer l'hygiène, le confort et d'éviter la formation de buée en cas d'utilisation simultanée avec des lunettes)